


PRODUKTDATABLAD TENA PROSKIN SLIP



Bruksområde

TENA Slip er et lekkasjesikkert og komfortabelt alt-i-ett-produkt for middels til tung inkontinens. Det finnes i fire absorpsjonsnivåer (Plus, Super, Maxi og Ultima) og tillater individuell tilpasning takket være flere størrelser.



PRODUKTDATABLAD TENA PROSKIN SLIP



Produktegenskaper

TENA Slip er et svært lekkasjesikkert produkt. Doble absorberende kjerner med superabsorbenter i kombinasjon med FeelDry™-overflaten gjør at urinen spres og absorberes effektivt. Overflaten mot huden holdes tørr, hvilket legger grunnlaget for en sunn hud. Væskeavvisende lekkasjesperrer, midjeelastikk bak og høy elastisitet rundt bena hjelper til å motvirke lekkasje.

TENA Slip er både komfortabelt og hudvennlig. Tekstilliknende non-woven-materialer er benyttet rundt både selve produktet og sidepanelene.

Produktet har Odour Neutralizer, hvilket betyr at det inneholder superabsorbenter som kapsler inn urin og har en nøytraliserende effekt på uønsket lukt.

Enkel håndtering med kombinert teip og borrelås forenkler fiksering, og gjør produktet smidig å justere og feste på nytt. Våtindikator og tydelig fargemerking, som viser absorpsjonsnivå, gjør det lett å velge riktig produkt.

TENA SLIP									
Absorpsjonsnivå/ størrelse	Svane- merket	Livvidde cm	Lengde cm	Vekt g	Antall/ pose stk	Antall/ kart stk	Antall/ kart pall	ISO 11948-1 Absorpsjons- kapasitet	Essity Art.nr
NORMAL									
X-Small	✓	50-75	62	66	30	90	20	1390	71 04 73
Small	✓	55-85	71	71	30	90	16	1460	71 21 31
Medium	✓	75-110	82	93	30	90	16	2026	71 21 34
Large	✓	95-145	100	110	30	90	12	2487	71 21 38
NORMAL									
X-Small	✓	50-75	62	66	30	90	20	1390	71 04 73
Small	✓	55-85	71	71	30	90	16	1460	71 21 31
Medium	✓	75-110	82	93	30	90	16	2026	71 21 34
Large	✓	95-145	100	110	30	90	12	2487	71 21 38
SUPER									
Small	✓	50-85	71	75	30	90	16	1789	71 21 32
Medium	✓	70-120	82	110	28	84	16	2475	71 21 35
Large	✓	90-145	29,5	125	28	84	12	2711	71 21 39
Bariatric 2XL		163-178							614 90
Bariatric 2XL		175-244							613 91
MAXI									
Small	✓	55-85	71	90	24	72	16	2036	71 21 31
Medium	✓	75-110	82	133	24	72	16	3181	71 21 36
Large	✓	95-145	100	164	24	72	12	3696	71 21 40
ULTIMA									
Small	✓	70-120	82	155	21	63	16	3472	71 21 37
Medium	✓	90-145	100	186	21	63	12	4353	71 21 41
Large	✓	120-160	98	194	21	63	12	4488	71 21 45

BRUKSANVISNING



PRODUKTDATABLAD

TENA PROSKIN SLIP

Varedeklarasjon

OVERFLATE INNSIDEN

Materiale: Nonwoven

Funksjon: Tørrhet/mykhet mot huden

OVERFLATE UTSIDEN

Materiale: Nonwoven

Funksjon: Økt komfort og diskresjon

INNSLIPP- OG SPREDNINGSMATERIALE

Materiale: Polyethylene

Funksjon: Rask absorbering og effektiv spredning av urin, hindrer urinen i å trekke tilbake til overflaten

ABSORBSJONSKJERNE, ØVRE

Materiale: Cellulosemasse og superabsorbenter

Funksjon: Spre, absorbere og holde på væsken

ABSORBSJONSKJERNE, NEDRE

Materiale: Cellulosemasse og superabsorbenter

Funksjon: Spre, absorbere og holde på væsken

SUPERABSORBENT

Materiale: Polyacrylat

Funksjon: Absorbere og holde på væsken, samt nøytralisere uønsket lukt

SPERRESJIKT

Materiale: Pustende polyeten

Funksjon: Forhindre lekkasje/gjennomvæting, tillate fuktig luft å ventilere ut fra produktet og således tilrettelegge for sunn hud og komfort

MIDJEELASTIKK

Materiale: Polyuretan

Funksjon: Passform, komfort, lekkasjesikkerhet

BENELASTIKK

Materiale: Polyeter og polyuretan

Funksjon: Passform og lekkasjesikkerhet

BARRIERE-ELASTIKK

Materiale: Polyeter og polyuretan

Funksjon: Bidra til lekkasjesikkerhet

TENA Slip-produkter inneholder ikke: Naturgummi (latex), PVC, kolofonium, duftkomponenter, hudpleiende midler eller parfyme.

Produktene kan benyttes inntil tre år etter produksjonsdato. Lagres under normale forhold, og bør ikke utsettes for ekstreme temperaturer eller fukt. Produktene er klassifisert som medisintekniske, og de er CE-merkede.

Kontakt oss for mer informasjon

☎ 20 70 62 00

🌐 tena.no

 **essity**

TENA,
an Essity brand

