

SafePlus Mini & Maxi

Engangsmikrofiberklut for best mulig hygiene.

Sikker lagring. Alltid for hånden. Hygienisk rent resultat.



Produktbeskrivelse

SafePlus er et innovativt system som tilbyr det høyeste nivået av hygiene. Mikrofiberklut for best rengjøringsresultat (påvist bakterie- og virusopptak) sammen med en tettsittende pose for sikker oppbevaring (opptil 31 dager) og dispenser for enkel håndtering.

SafePlus MicronRoll: 50% viskose, 35% polyester og 15% polyamid er pakket i en forseglet pose med LDPE og polyamid.

SafePlus Dispenser Mini: Polypropylen (dispenser), polyamid (knapp), polypropylen (mater), silikon (lokk) og rustfritt stål (sprint). Oppbevares stående, festet til en vegg eller på Origo 2 reholdsvogn.

SafePlus Dispenser Maxi: Resirkulert polypropylen (bøtte), polypropylen (lokk og mater), silikon (tettsittende lokk).

SafePlus Dispenser Mini & Maxi: kan autoklaveres.

Bruksområde

Effektiv rengjøring av høyrisikoområder. SafePlus kan brukes sammen med desinfeksjonsmiddel, noe som gir et uslælig resultat. Kombinasjonen av mikrofiber som renser dypt ned og desinfeksjonen som etterlater overflaten ren - alt på en gang.

SafePlus brukes der engangsmateriale er et krav og / eller der det er behov for desinfisering, f.eks. operasjonsrom og pasientrom.

SafePlus etterlater et renere og sikrere resultat enn papir og andre servietter uten mikrofiber.

Kundefordeler

- ✓ Sertifikat viser at klutene kan behandles med desinfiseringsmiddel og oppbevares uten bakterievekst i opptil 31 dager
- ✓ Sertifisert opptak av bovine koronavirus 99,51 % og 99,98 % av bakteriene fjernes fra overflater, uten desinfiseringsmiddel.
- ✓ Overlegent bedre resultat enn rengjørings- og desinfiserings-servietter uten mikrofiber
- ✓ Gammastrålebehandlet for å sikre ekstra hygiene
- ✓ Etikett for tydelig merking av innhold og dato
- ✓ Lett å bruke til mange forskjellige oppgaver – tilsett det desinfiseringsmiddelet oppgaven krever
- ✓ Markedets første dispenser med et antibakterielt og selvlukkende, fleksibelt lokk - lokket sørger for at dispenseren aldri er åpen.

Brukguide

1. Tilsett riktig mengde desinfeksjons- / oppløsningsmiddel
2. VIKTIG! Skriv navnet på det tilsatte middelet på etiketten
3. Trekk hjørnet av den første kluten ut av posen, plasser ringen i materen på dispenseren og trekk hjørnet av den første kluten ut av materen.
4. Mini - lukk dispenseren ved å trykke på knappen.
Maxi - legg det store lokket på bøtta.
5. Vent noen minutter - væsken blir nå fordelt jevnt over klutene.
6. Jobb med jevne sveipende bevegelser - da tørker du rent og desinfiserer i ett og samme sveip.

Brukguide	Rengjøring	Desinfeksjon
SafePlus Mini	2 dl/rull	0,4 dl/rull
SafePlus Maxi	8 dl/rull	1,5 L/rull



Navn	Dispenser - Art.nr / Antall	SafePlus MicronRoll - Art.nr / Størrelse / Antall
SafePlus Mini	166875 / 4 stk per kartong	166865 / 28 x 30 cm / 30 stk per pk / 10 pk per kartong
SafePlus Maxi	166919 / 4 stk per kartong	166910 / 28 x 30 cm / 120 stk per pk / 6 pk per kartong