

Suma Med Rinse

Nøytralt tørremiddel til medisinsk utstyr

Produktbeskrivelse

Suma Med Rinse er et konsentrert, lavtskummende tørremiddel til bruk i instrumentvaskere og sengevaskere.

Produktegenskaper

Suma Med Rinse er ett konsentrert nøytralt tørremiddel. Produktet er utviklet for å passe til alle typer oppvaskmaskiner. Den unike blandingen av ikke-ioniske overflateaktive stoffer reduserer effektivt overflatespenningen i den siste skyllingen. Dette forhindrer flekker og forkorter tørketiden. Produktet motvirker effektivt skumdannelse i oppvaskmaskinen.

Produktfordeler

- Sikrer rask tørking.
- Gir stripe- og flekkfrie resultater.
- Konsentrert produkt gir utmerket bruksøkonomi.
- Lavtskummene, for mer effektiv drift.

Tekniske data

pH-verdi (konsentrert):	≈ 6.50
pH-verdi (løsning):	≈ 7 (0.05 %)
Relativ tetthet (20 °C):	≈ 1.015


Ovennevnte data er typiske for normal produksjon og bør ikke betraktes som spesifikasjoner.

Informasjon om sikker håndtering og oppbevaring

Fullstendig veiledning om håndtering og avhending av dette produktet finnes i et separat sikkerhetsdatablad; sds.solenis.com. Håndter i henhold til god industriell hygiene og sikkerhetspraksis. Holdes borte fra mat, drikke og dyrefôr. Ikke bland med andre produkter med mindre Diversey anbefaler det. Oppbevares i lukket originalemballasje. Unngå ekstreme temperaturer. Produktet er ikke beregnet for gjenbruk. Kun til profesjonelt bruk.



 **Diversey Europe
Operations B.V.**
De Corridor 4,
3621 ZB Breukelen,
The Netherlands.
www.solenis.com



Suma Med Rinse

Advarsel

Hvis det oppstår alvorlige hendelser i forbindelse med bruk av Suma Med Rinse, skal dette rapporteres til det lokale Diversey-kontoret og til den kompetente myndigheten i medlemsstaten der brukeren og/eller pasienten er bosatt. Ikke gjenbruk. Produktet er ikke beregnet for bruk på menneskelig hud. Ikke beregnet for bløtlegging. Suma Med Rinse er ikke beregnet for bruk på porøse eller syrefølsomt medisinske utstyr. Ikke bruk på medisinsk utstyr laget av polyetylentereftalat (PET). Uten riktig sterilisering er produktet ikke beregnet for bruk på invasivt medisinsk utstyr som trenger inn i vev eller blodomløpet, eller kommer i direkte kontakt med intakt slimhinne. Anvendelser utover de angitte anbefales ikke. Vask hendene før pauser og ved slutten av arbeidsdagen. Vask ansikt, hender og eksponert hud grundig etter håndtering. Ta umiddelbart av alle forurensede klær. Bruk personlig verneutstyr etter behov. Bruk kun med tilstrekkelig ventilasjon.

Tilgjengelige emballasjestørrelser

Varenummer	Varenavn	Plattform
7511765	SUMA MED RINSE 2X5L W3612	Auto-dosed

www.solenis.com

© 2026 Solenis LLC. All Rights Reserved. Rev.23/03/2026 nb-NO (P01157)